

# Abnahme, Funktion- und Leistungsbeurteilung von Reinigung und Desinfektionsgeräten nach EN/ISO 15883

Planung der Validierung	ECO Routine Beurteilung	Standardeco erneute Beurteilung	Standardplus erste Beurteilung
Persönliche Besprechung	■	■	■
Erstellen eines Zeitplan	■	■	■
Erstellen eines Validierungsplan	○	■	■
Erstellen eines Kurzbericht	■	○	○
<b>Abnahmebeurteilung (IQ)</b>			
Dokumentation IQ	■	■	■
Prüfung der Allgemeinen Anlageninstallation	■	■	■
Prüfung der Betriebsmittel (KW,WW,VE-Wasser, Druckluft)	○	■	■
Prüfung der Dokumente des Herstellers (Betriebshandbuch)	■	■	■
Prüfung Beschreibung Referenzbeladung	○	■	■
Wasseranalyse Speisewasser (KW,WW,VE) nach EN 285	○	○	○
<b>Funktionsbeurteilung (OQ)</b>			
Dokumentation OQ	■	■	■
<b>Kalibrierung</b> Dosiereinrichtung; Temperaturfühler	○	■	■
<b>Thermometrische Beurteilung</b> Thermische Desinfektion Kammerwände & Beladungsträger	○	■	■
<b>Prozessbeurteilung</b> Beurteilung Wirksamkeit der Reinigung nach Norm	○	■	■
Beurteilung, Reproduktion Chemikalienverbrauch	○	■	■
Beurteilung Trockenheit der Beladung	○	■	■
<b>Leistungsqualifizierung (PQ)</b>			
Dokumentation PQ	■	■	■
<b>Thermometrische Prüfung</b> 3-malige Beurteilung der Therm. Des. Beladung; Beladungsträger	■	■	■
<b>Reinigungsleistung</b> 1-malige Beurteilung der Reinigungsleistung / Programmart /max. x3	○	■	○
3-malige Beurteilung der Reinigungsleistung / Programmart / max. x3	○	○	■
1-malige Beurteilung der Reinigungsleistung zusatz Programme	○	○	○
3-malige Beurteilung der Reinigungsleistung zusatz Programme	○	○	○
<b>Prozesswasser</b> 1-malige Beurteilung Prozesswasser auf pH und Leitwert	○	■	○
3-malige Beurteilung Prozesswasser auf pH und Leitwert	○	○	■
<b>Optionen</b>			
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
<b>Spesen / Pauschalen</b>			
Reise und Fahrzeugkilometer	NA	NA	NA
Unterkunft	NA	NA	NA
Preis (exkl. MWST)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

○ = Option      NA = Nach Aufwand / Laborkosten

■ = Standard      \* Auswertung durch externes Labor